

SOLENOIDE **ACTIVE KNEE**

ACCESSORIO MAGNETOTERAPIA

DIFFUSORE PER MAGNETOTERAPIA IDEALE PER IL TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE MUSCOLO SCHELETRICHE DEL GINOCCHIO.

SPECIFICHE TECNICHE

Cod. **G7833**

Descrizione

Solenoidi indossabile per ginocchio con 4 bobine integrate e chiusura regolabile. La struttura aderente mantiene le bobine stabili e consente un' applicazione avvolgente del campo senza limitare la mobilità.

Igienizzabile e lavabile.

Cavo con connettore per il collegamento ad un singolo canale.

Solenoidi

4 bobine integrate

Dimensioni

- Taglia unica 98x25,5 cm
- Chiusura regolabile con velcro

Peso

377 gr

COMPATIBILE CON TUTTI I DISPOSITIVI DELLA LINEA MAGNETOTERAPIA GLOBUS. (NO MAGNUM INSOMNIA)



GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE