

MIO-CARE FITNESS

Mio-Care Fitness è l'elettrostimolatore ideale per il trattamento del dolore, in grado di rispondere alle esigenze dello sportivo e di carattere estetico.

CND Z120601

REP 5722/R

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa

Dispositivo medico certificato CE0068



DOTAZIONE

- ✓ Elettroterapia TENS ed EMS con display grafico
- ✓ 2 cavi di connessione elettrodi con 4 derivazioni (totale 8 elettrodi collegabili)
- ✓ Elettrodi adesivi pregellati
- ✓ Batteria interna ricaricabile Ni-Mh con nuova tecnologia LL (long-lasting) a bassa autoscarica
- ✓ Caricabatterie
- ✓ Clip di aggancio alla cintura
- ✓ Manuale d'uso e manuale delle posizioni elettrodi
- ✓ Borsa per il trasporto

CARATTERISTICHE

- ✓ Elettroterapia a 2 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi
- ✓ Generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così il pericoloso effetto termico di polarizzazione possibile invece con uno stimolatore ad onda non compensata
- ✓ Funzionamento asincrono dei canali di stimolazione (lipolisi, ago-antagonista, contrazioni toniche e fasiche, massaggio profondo)
- ✓ Tastiera digitale con comandi semplici ed intuitivi
- ✓ Istruzioni sul programma in corso e tempo rimanente fornite direttamente sul display
- ✓ Funzionamento con batteria interna ricaricabile (estraibile)
- ✓ Display retroilluminato
- ✓ Intensità 100 mApp per canale

DIMENSIONI APPARECCHIO

114 X 68 X 26 mm

MIO-CARE FITNESS

PROGRAMMI

20 PROGRAMMI TENS		20 PROGRAMMI FITNESS		15 PROGRAMMI BEAUTY	
01	Tens convenzionale (rapido)	01	Riscaldamento	01	Rassodamento arti superiori e tronco
02	Tens endorfinico (ritardato)	02	Resistenza arti superiori e tronco	02	Rassodamento arti inferiori
03	Tens ai valori massimi	03	Resistenza arti inferiori	03	Tonificazione arti superiori e tronco
04	Antinfiammatorio	04	Forza resistente arti superiori e tronco	04	Tonificazione arti inferiori
05	Cervicalgia/cefalea miotensiva	05	Forza resistente arti inferiori	05	Definizione arti superiori e tronco
06	Lombalgia/sciatalgia	06	Forza base arti superiori e tronco	06	Definizione arti inferiori
07	Distorsioni/contusioni	07	Forza base arti inferiori	07	Modellamento
08	Vascolarizzazione	08	Forza veloce arti superiori e tronco	08	Microlifting
09	Rilassamento muscolare	09	Forza veloce arti inferiori	09	Lipolisi addome
10	Ematomi	10	Forza esplosiva arti superiori e tronco	10	Lipolisi cosce
11	Prevenzione atrofia	11	Forza esplosiva arti inferiori	11	Lipolisi glutei e fianchi
12	Atrofia (recupero trofismo)	12	Capillarizzazione profonda	12	Lipolisi braccia
13	Dolori mano e polso	13	Recupero muscolare	13	Elasticità tessuti
14	Stimolazione plantare	14	Agonista-antagonista	14	Capillarizzazione
15	Epicondilite	15	Contrazioni toniche sequenziali arti superiori e tronco	15	Pesantezza alle gambe
16	Epitrocite	16	Contrazioni toniche sequenziali arti inferiori		
17	Periartrite	17	Contrazioni fasiche sequenziali arti superiori e tronco		
18	Microcorrente	18	Contrazioni fasiche sequenziali arti inferiori		
19	Incontinenza da sforzo (sonda esclusa)	19	Decontratturante		
20	Incontinenza da urgenza (sonda esclusa)	20	Massaggio profondo		

STIMOLAZIONE ALTERNATA SUI DUE CANALI

L'apparecchio è in grado di generare impulsi alternati sui due canali in modo da produrre contrazioni o stimolazioni sequenziali. Questa caratteristica ne consente un uso efficace in ambito estetico per la lipolisi ed in ambito sportivo per l'allenamento di muscoli agonisti od il massaggio sequenziale. La grande potenza che l'apparecchio riesce a generare, ne consente l'uso anche agli sportive più esigenti.