

GENESY 3000

ELETTROTHERAPIA 4 CANALI | 423 PROGRAMMI

PRODOTTO PROFESSIONALE TOP DI GAMMA A QUATTRO CANALI USATO NEL SETTORE RIABILITATIVO, UTILIZZATO PER IL TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE PIÙ COMUNI DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO.

236 MENÙ ELETTROTHERAPIA (EMS/RUSSE) | 53 SPORT | 33 DOLORE | 29 FITNESS | 23 MICROCORRENTI
16 BELLEZZA | 11 REHAB | 9 DENERVATO | 9 INTERFERENZIALI | 3 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI

SPECIFICHE TECNICHE

Display

Dimensione area visibile 2,6"

Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

Frequenza

0,3-150 Hz *

Larghezza impulso

40-450 µs *

Intensità

0-120 mA per canale

Alimentazione

- Rete
- Batteria ricaricabile

Dimensioni

170x220x60 mm


Peso

1,120 Kg


* In base al tipo di corrente

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Stimolatore GENESY 3000
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 2 Cavi per microcorrente e ionofresi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 2 Elettrodi per ionofresi + 2 fasce
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE
0476



GLOBUS
ITALIAN EXCELLENCE

GENESY 3000

ELETTROTHERAPIA 4 CANALI | 423 PROGRAMMI

ELENCO PROGRAMMI

REHAB

Caviglie gonfie

Atrofia

Emiplegia arti superiori

Emiplegia arti inferiori

Recupero post intervento LCA

Recupero funzionale

Rieducazione caviglia

Rieducazione gamba

Spasmi muscolari

Prevenzione sublussazione spalla

Rinforzo vasto mediale

Agonista/Antagonista

Penna cercapunti

Rinforzo muscolare

DOLORE

Tens antalgica alta frequenza

Tens antalgica bassa frequenza

Tens endorfinica

Dolore ginocchio

Dolore post intervento

Dolore cronico

Dolore alla spalla (sindrome scapolo-omerale)

Tunnel carpale

Dolore trapezio

Osteoartrite

Osteoartrite ginocchio

Infiammazione cuffia rotatori

Dolore muscolare

Compressione del nervo

Dolore colonna da compressione

Osteoartrite colonna

Osteoporosi colonna

Osteoartrite anca

Osteoartrite caviglia

Dolore da lesione muscolo tendinea

Dolore post-chirurgico

Sciatalgia

Lombalgia cronica

Dolore cervicale

Dolore acuto post intervento ernia inguinale

Borsiti-tendiniti

Lesioni muscolari

Fratture ossee

Colpo di frusta

Epicondilitite

Dolori mestruali

Tens antalgica convenzionale

Tens antalgica modulata

IONOFRESI

Ionofresi

INCONTINENZA

Incontinenza mista

Incontinenza da stress

Incontinenza URGE

MICROCORRENTI

Epicondilitite

Periartrite scapolo-omerale

Ripristino muscolare

Contusione

Edema

Ulcera pelle

Sciatalgia

Lombalgia

Nevralgia brachiale

Dolore acuto

Dolore articolare

Torcicollo

Colpo di frusta

Spondilosi cervicale

Distorsione spalla

Tunnel carpale

Distorsione ginocchio

Osteoartrite ginocchio

Distorsione caviglia

Infiammazione tendine d'Achille

Infiammazione tendine rotuleo

Infiammazione cuffia dei rotatori

Infiammazione tendinea

DENERVATO

Triangolare 1

Triangolare 2

Triangolare 3

Trapezoidale 1

Trapezoidale 2

Trapezoidale 3

Rettagonolare 1

Rettagonolare 2

Rettagonolare 3

ELETTROTHERAPIA

La lista di programmi "Elettroterapia" include 192 combinazioni di parametri EMS e 44 Russe (KOTZ).

INTERFERENZIALI

Osteoartrite ginocchio

Lombalgia acuta

Dolore cervicale

Lombalgia cronica

Spalla congelata

Dolore post-chirurgico ginocchio

Dolore da fratture vertebrali

Edema post-chirurgico ginocchio

Fibromialgia

SPORT

Capillarizzazione

Riscaldamento

Riscaldamento pre-gara

Recupero attivo

Forza massimale

Forza resistente

Forza esplosiva

Resistenza aerobica

Reattività

Recupero post-gara

Decontratturante

Ipertrofia

FITNESS

Rassodamento

Rassodamento Bio-Pulse

Modellamento

Modellamento Bio-Pulse

Tonificazione

Aumento massa

Body sculpting

Definizione

Jogging

Fitness anaerobico

Fitness aerobico

Prevenzione crampi

BELLEZZA

Drenaggio

Lipolisi

Massaggio tonificante

Miglioramento tono pelle

Massaggio connettivale

Drenaggio post-parto

Lipolisi post-parto

Rassodamento post-parto