

NOVITÀ

NEW POCKET FIT 4

mod. R-C101C

Tens + Elettrostimolazione

Rinnovato nel design e funzionalità, **elettrostimolatore** portatile a 2 modalità (TENS e EMS)

Dotato di **4 canali indipendenti** permette una stimolazione differenziata su diverse zone del corpo contemporaneamente oppure su più persone nella stessa seduta.

50 programmi totali (TENS 18 preimpostati + 12 liberi; EMS 11 preimpostati + 9 liberi).

Alimentazione a batteria ricaricabile al litio.




DOTAZIONE DI BASE	
Corpo macchina NEW POCKET FIT 4	
4 cavi di uscita	
8 elettrodi pregellati 50x50 mm SPINA	
Batteria ricaricabile	
Cavo usb e carica batteria	
1 Manuale d'uso con immagini applicazione elettrodi	
Valigia porta dispositivo	

PROGRAMMI		
Dolore al collo	Dolore gamba	Muscoli mano
Dolore spalla	Dolore piede	Muscoli addominali
Dolore alla schiena	Dolore ginocchio	Muscoli schiena
Dolore braccio	Dolore caviglia	Muscoli dell'anca
Dolore mani	Muscoli del collo	Muscoli gambe
Dolore gomito	Muscoli spalla	Muscoli piede
Dolore anca	Muscoli delle braccia	

Tipologie applicative
Dolori muscolari
Dolori articolari
Massaggio muscolare
Elettrostimolazione muscolare

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Fonte di alimentazione:	Batteria ricaricabile al litio da 3,7 V
Alimentazione elettrica:	Ingresso: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,2 A; Uscita: 5 V CC, 300 mA
Numero canali d'uscita:	4 (regolazione intensità indipendente)
Numero programmi:	50 programmi: - TENS 18 preimpostati + 12 liberi; - EMS 11 preimpostati + 9 liberi
Forme d'onda:	Tens, Rettangolare bifase
Intensità di corrente:	0 - 120 mA Da 0 a 40 livelli, regolabile
Frequenza:	2-120 Hz (a seconda del programma)
Larghezza di impulso:	50uS ~ 400uS
Tempo di trattamento:	5 minuti ~ 90 minuti

ACCESSORI optional	
STUOIA BIOELETRICA non pregellata, multiuso, non necessita di gel per il suo utilizzo. Riduzioni clip incluse.	 48 cm 48 cm
Confezione N.4 elettrodi pregellati 50x100 mm SPINA	
Set elettrodi pregellati N°4 (48x48) mm + N°2 (50x100) mm SPINA	

New Age Italia s.r.l.

Via De Brozzi, 3 - 48022 Lugo (RA); Tel +39 0545 32019; www.newageitalia.it