

# MAG2000 PREMIUM

MAG2000 PREMIUM è l'edizione speciale della MAG2000.

Include 2 fasce terapeutiche e 5 anni di garanzia.

È ideale per il trattamento di diverse patologie ossee e muscolari grazie ai suoi 35 programmi preimpostati.

5 anni di garanzia



**BD/RDM:** 1995025/R

**CND:** Z120606

**UMDNS:** 12415

**DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE:** IIa

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- 35 programmi
- Intensità fino a 150 gauss per canale
- 2 canali di uscita
- Frequenza da 1 a 100 Hz
- Dimensioni: 180 x 110 x 50 mm

## DOTAZIONE

- Dispositivo MAG2000 PREMIUM
- 2 fasce elastiche terapeutiche (F3S2000)
- Alimentatore medico
- Magnete per la verifica del funzionamento del dispositivo
- 1 busta di protezione
- Manuale d'uso
- Borsa per il trasporto



# MAG2000 PREMIUM

MAG2000 PREMIUM è dotata di 20 programmi preimpostati identificati dal nome delle patologie più comuni (osteoporosi, periartrite, ecc.), 14 programmi identificati dalla frequenza di lavoro (da 1 a 100 Hz) e un programma Scansione automatica a variazione continua di frequenza per il trattamento di tessuti molli e tessuti duri nella stessa seduta di terapia.

MAG2000 PREMIUM permette di impostare liberamente l'intensità del campo magnetico per tutti i programmi, con valori massimi fino a 300 gauss sulle due uscite (150 gauss per uscita) nei programmi con frequenze di lavoro da 1 a 100 Hz.

## PROGRAMMI

|                                   |                                       |                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>01</b> Osteoporosi             | <b>13</b> Dolore lombo-sacrale        | <b>25</b> Tratt. 15 Hz         |
| <b>02</b> Artrosi                 | <b>14</b> Artrosi spalla              | <b>26</b> Tratt. 20 Hz         |
| <b>03</b> Artrite                 | <b>15</b> Artrosi ginocchio           | <b>27</b> Tratt. 30 Hz         |
| <b>04</b> Artrosi cervicale       | <b>16</b> Periartrite scapolo omerale | <b>28</b> Tratt. 40 Hz         |
| <b>05</b> Dolori articolari       | <b>17</b> Coxartrosi                  | <b>29</b> Tratt. 50 Hz         |
| <b>06</b> Cervicalgia             | <b>18</b> Atrofie muscolari           | <b>30</b> Tratt. 60 Hz         |
| <b>07</b> Distorsioni             | <b>19</b> Contratture muscolari       | <b>31</b> Tratt. 70 Hz         |
| <b>08</b> Fratture                | <b>20</b> Osteonecrosi                | <b>32</b> Tratt. 80 Hz         |
| <b>09</b> Epicondilita            | <b>21</b> Tratt. 1 Hz                 | <b>33</b> Tratt. 90 Hz         |
| <b>10</b> Epitrocleite            | <b>22</b> Tratt. 3 Hz                 | <b>34</b> Tratt. 100 Hz        |
| <b>11</b> Contusioni intercostali | <b>23</b> Tratt. 5 Hz                 | <b>35</b> Scansione automatica |
| <b>12</b> Lombalgia               | <b>24</b> Tratt. 10 Hz                |                                |